

cleansing
disinfectant
preservative
protein-removing
rinsing'
wetting

the lens back in its case and fill to the indicated level with *PuraSoft*. Repeat the above steps for the right lens. Close the contact lens case and let the lenses soak for at least 4 hours or overnight.

· To completely eliminate any residual and make your lenses more comfortable, after disinfecting carefully rinse the lenses with *PuraSoft* before putting them in.

Precautions

· If the lenses remain in the same solution for more than 30 days repeat the steps in Directions.

· Once the bottle is opened it must be used within 2 months, after which throw any remaining solution away. Close the bottle after use and store at a temperature under 30° C. Do not use after the expiration date (see the bottom of the carton or the label) After use, rinse the contact lens case with *PuraSoft* and let it dry in the air.

· Always throw away any solution which remains in the case after removing your lenses. Replace your contact lens case at least every three months to reduce the risk of it becoming contaminated and thus also your lenses. Do not let the end of the dropper touch anything which could contaminate it. Make sure the seal on the bottle is intact, if it is not do not use the solution. The solution is sterile if the seal is intact.

Contraindications

There are no reported contraindications if the user does not have a specific allergy to one of the compounds.

Complications

In the event of irritations and/or problems remove your lenses, stop using the solution and contact your eye doctor.

Warnings

· Keep out of the reach of children. Before using eye drugs or medicines consult your eye doctor.

Contains

Polyhexaméthylène biguanide 0,0001%, E.D.T.A. 0,01%. Taurine Contains no chlorhexidine or thimerosal

Indications

Solution tout-en-un avec action déprotéinisante pour tous types de lentilles de contact souples et colorées : nettoyage, décontamination, rinçage, conservation, lubrification.

Mode d'emploi

· Se laver soigneusement les mains et les essuyer avec une serviette propre. Enlever la lentille de contact de l'œil gauche, la tenir dans la paume de la main et verser une quantité de *PuraSoft* suffisante pour la recouvrir totalement.

· Frotter la lentille délicatement avec le doigt pendant 10 à 15 secondes au moins. Rincer la lentille avec une abondante quantité de *PuraSoft* afin d'éliminer tout résidu superficiel éventuel.

· Déposer la lentille dans le porte-lentilles rempli de *PuraSoft* jusqu'au niveau indiqué. Répéter la même opération avec l'autre lentille. Fermer la boîte et laisser tremper les lentilles pendant au moins 4 heures, préférablement pendant toute la nuit. Après désinfection, rincer soigneusement les lentilles avec *PuraSoft* avant de les remettre afin d'éliminer tout résidu éventuel et à en rendre le port plus confortable.

Précautions d'emploi

· Si les lentilles restent dans la même solution plus de 30 jours, répéter l'opération décrite dans : Mode d'emploi. Une fois ouvert, le flacon doit être utilisé dans 2 mois. Au-delà de cette période, le contenu résiduel devra être jeté. Refermer le flacon après usage et conserver à température inférieure à 30° C.

· Ne pas utiliser après la date d'expiration (voir fond de la boîte ou étiquette). Après usage, rincer le porte-lentilles avec *PuraSoft* et faire

sécher à l'air. Toujours jeter la solution restée au fond du porte-lentilles après avoir enlevé les lentilles.

· Changer le bouchon porte-lentilles au moins une fois tous les trois mois afin de prévenir tout risque de contamination de la boîte et des lentilles.

· Ne pas mettre l'extrémité du compte-gouttes en contact avec d'autres surfaces afin d'éviter tout risque de contamination. Contrôler que le témoin d'inviolabilité du flacon est intact dans le cas contraire, ne pas utiliser la solution. Si le témoin d'inviolabilité est intact, la solution est stérile.

Contre-indications

Il n'existe aucune contre-indication reconnue sauf en cas d'allergie spécifique à l'un des composants.

Complications

En cas d'irritation ou de toute autre manifestation, enlever les lentilles, suspendre l'emploi de la solution et contacter votre spécialiste.

Avertissement

· Tenir hors de portée des enfants. Consulter votre spécialiste avant d'utiliser tout médicament pour les yeux.

Contient

Poly-hexaméthylène biguanide: 0,0001 % ; 0,01%. Taurine. Sans Chlorhexidine et/ou thimerosal.

Indikationen

Lösung zur Spülung, Reinigung, Desinfektion und Nachbenetzung von weichen und farbigen Kontaktlinsen mit Proteinentferner.

Gebrauchsanweisung

- Waschen Sie sich sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab.
- Nehmen Sie die linke Linse aus dem Auge, legen Sie sie in die Handinnenfläche und geben Sie eine ausreichende Menge von *PuraSoft* Lösung darauf, so dass die Linse ganz davon benetzt wird. Reiben Sie die Linse behutsam mit dem Finger mindestens 10-15 Sekunden lang. Spülen Sie die Linse im Anschluss daran mit *PuraSoft*, um alle Ablagerungen auf der Oberfläche zu beseitigen.
- Geben Sie die Linse in den Behälter, der bis zum Strich mit *PuraSoft* gefüllt ist.
- Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang mit der rechten Linse. Verschließen Sie den Behälter und lassen Sie die Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden oder über Nacht in der Lösung. Um eventuelle Reste zu entfernen und für einen besseren Tragekomfort spülen Sie die Linsen nach dem Desinfizieren gründlich mit *PuraSoft*, bevor Sie sie einsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn die Linsen länger als 30 Tage in der gleichen Lösung bleiben, wiederholen Sie den Vorgang: Gebrauchsanweisung
- Nach dem Öffnen muss der Flascheninhalt innerhalb von 2 Monaten verbraucht werden, eventuell noch vorhandene Reste müssen vernichtet werden.
- Verschließen Sie die Flasche nach dem

Gebrauch und bewahren Sie sie bei einer Temperatur unter 30°C auf. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden: (siehe Unterseite der Schachtel oder auf dem Etikett)

- Nach Anwendung die Linsenbehälter mit *PuraSoft* spülen und offen trocknen lassen.
- Gießen Sie immer nach Entnahme der Linsen die in den Behältern verbliebene Lösung fort. Ersetzen Sie den Linsenbehälter mindestens alle drei Monate, um das Risiko seiner Verunreinigung und somit auch der Linsen zu verringern. Bringen Sie das Ende des Tropfenzählers nicht mit anderen Gegenständen in Berührung; er könnte sich verunreinigen. Prüfen Sie, ob das Verschlussiegel der Flasche unversehrt ist. Anderenfalls benutzen Sie die Lösung nicht. Die Lösung ist steril, wenn das Siegel unverletzt ist.

Gegenanzeigen

Es wurde keine Gegenanzeige nachgewiesen außer im Fall von spezifischer Allergie gegen einzelne Bestandteile.

Nebenwirkungen

Falls Sie Irritationen und/oder Beschwerden haben, entfernen Sie die Kontaktlinsen, beenden Sie den Gebrauch der Lösung und befragen Sie einen Fachmann Ihrer Wahl um Rat.



Distributor

MrLens GmbH
Chamerstr.172
D4-6300 Zug

Tel. 041 741 28 87
Fax 041 741 08 89
Mail info@mrLens.ch

Manufacturer:
SOLITEC UK Ltd.
Bottery Commercial Park Unit 9
NG18 5NF Mansfield
Nottinghamshire (UK)