

Konditioniert Kontaktlinsen für anhaltende Feuchtigkeitsbindung und erhöhten Tragekomfort.  
Reinigung, Konditionierung, Abspülen, Desinfektion, Aufbewahrung Ohne Reiben  
Für Silikon-Hydrogel- und alle weichen Kontaktlinsen

**OPTI-FREE® RepleniSH® enthält**

TEARGLYDE™ spezielles Konditionierungssystem mit dualen Wirkmechanismus (TETRONIC® 1304\*, Nonanoyl-Ethylendiamintriessigsäure) sowie POLYQUAD® (Polidronium chlorid) 0,001% und ALDOX® (Myristamidopropyl dimethylamin) 0,0005% als Konservierungsmittel.

Bei Raumtemperatur aufbewahren. Aufrecht lagern.

Sechs Monate nach dem ersten Öffnen sollte die verbleibende Lösung nicht mehr verwendet werden.

Nicht verwenden bei fehlendem oder beschädigtem Anbruchschutz

\*TETRONIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BASF.

Reconditionne la surface des lentilles pour les maintenir humides et améliore le confort de port.

Nettoyage, Reconditionne, Rinçage, Décontamination, Conservation No Rub

Pour les lentilles en silicone hydrogel et les lentilles de contact souples

**OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** contient TEARGLYDE™ système de reconditionnement à double action (TETRONIC® 1304\*, acide nonanoyl-éthylènediaminetracétique) avec les conservateurs POLYQUAD® (chlorure de polidronium) 0,001 % et de l'ALDOX® (myristamidopropyl diméthylamine) 0,0005 %. A conserver à température ambiante. Stocker en position verticale.

Jeter toute solution restante six mois après la première ouverture  
Ne pas utiliser si la bague de sécurité est abîmée ou absente.

\*TETRONIC® est une marque enregistrée de BASF

# OPTI-FREE®

## RepleniSH®

Multifunktions-Desinfektionslösung  
Solution Multi-Fonctions de Décontamination  
Soluzione Disinfettante Multiuso

Verlängerter Tragekomfort durch verstärkte Bindung von Feuchtigkeit  
Retient l'humidité pour un confort accru  
Preserva l'umidità per un comfort migliore

STERILE A

300 ml

Alcon®

Ricondiziona la superficie della lente per trattenere l'umidità e migliora il comfort.

Pulisce, ricondiziona, risciacqua, disinfetta e conserva  
No rub

Per le lenti a contatto in idrogel di silicone e morbide (idrofile)

**OPTI-FREE® RepleniSH® Soluzione Disinfettante Multiuso**

contiene TEARGLYDE™ sistema ricondizionante esclusivo a doppia azione (TETRONIC® 1304\*, acido nonanoyl-etilendiamminotricetico) e i conservanti POLYQUAD® (polidronio cloruro) 0.001% e ALDOX® (miristamidopropil dimetilamina) allo 0.0005%. Conservare a temperatura ambiente. Conservare in posizione verticale. Eliminare l'eventuale soluzione rimasta dopo sei mesi dalla prima apertura del flacone.

Non utilizzare se il sigillo di sicurezza risulta danneggiato o mancante.

\*TETRONIC® é un marchio registrato da BASF

**HERSTELLER:/FABRICANT:/ PRODUTTORE:**

Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

© 2006 Alcon, Inc.

H10548-1006

LOT



174125F

2011/12

2009/12

